


木造 聖徳太子孝養像 修復

愛知県本證寺蔵
市指定文化財
彫刻・修復



髪を両耳あたりで結う姿をあらわした童形の太子像です。特にこの太子像のように柄香炉を持つ童形像は父円明天皇の病氣平癒を仏神に祈る16歳の様子と考えられ「孝養像」と言われます。

修復にあたっては、修復前の姿を記録するため複製を製作、その後解体して補強や欠損部の充填などの修理を行い、造立当時の姿を再現しました。

【製作当初の尊容をより良い状態でより多く、後世に伝え残してゆくこと】を修復の基本理念としています。

KYOTO KAGAKU CO.,LTD
Preservation and Restoration of Cultural Property

tel.075-605-2510
fax 075-605-2519
rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

<http://www.kyotokagaku.com/jp>
rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp



株式会社 京都科学