

NEW

沐浴人形 II ケン・リカ

新生児の標準的な体重を再現。 より実践的な沐浴演習へ。







型番	コード No.	
MW87A	11491-100	ケン(男児)
MW88A	11492-100	リカ(女児)

FEATURES

01 新生児の首のすわり具合が確認できます

02 ボディは一体構造型、内部は防水で、やわらかい耳介は沐浴演習に適しています

03 大泉門 / 小泉門の形状が正確に表現され、臍帯は取り外し可能です

SKILLS

・新生児の沐浴指導/演習
  ・フィジカルアセスメント
  ・全身観察
  ・臍帯の消毒
  ・大泉門/小泉門の触診
  ・首のすわりの確認

CASES/PATHOLOGIES/ORGANS

大泉門
小泉門
臍帯

KEY FEATURES

口は乳頭や哺乳瓶をくわえられる形状になりました



DESCRIPTIONS

仕　様

本　体：男女新生児モデル
大きさ：身長約50cm
頭　囲：約34cm
重　量：約2.9kg
材　質：軟質特殊樹脂

構　成

1	モデル本体　(男女いずれか)
1	臍帯

関連製品

M58A バイタルサインベビー II A
MW32 NCPR モデル

KYOTO KAGAKU　rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
西日本のお客様
〒612-8388　京都市伏見区北寝小屋町 15 番地
075-605-2510　075-605-2519

東京支店
東日本のお客様
〒113-0033　東京都文京区本郷三丁目 26 番 6 号 NREG 本郷三丁目ビル 2 階
03-3817-8071　03-3817-8075

製品サイト
全ての製品がご覧いただけます

2026.11 G500