M95

Simulador de Mano Pediátrica para Punción IV







Set de manos pediátricas para practicar la Punción IV

Adquiera confianza en la inserción de vía intravenosa en manos de infantes pequeñas con venas finas y blandas

CARACTERISTICAS

1 | Los dedos y dorso de la mano son flexibles, capaces de ser empuñados y reposicionables como en los procedimientos reales
2 | Dos sitios de punción en el dorso de la mano
3 | Practique fijar y asegurar la cánula

TECNICAS

| Inyección en las venas dorsales pediátricas
| Recolección de sangre
| Infusión intravenosa

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A18 x P30 x A9.5 cm / A7.1 x P11.8 x A3.7 plgds (un año de edad)
A18 x P36 x A10 cm / A7.1 x P14.2 x A3.9 plgds (tres años de edad)

Peso: 0.6 kg / 1.3 lbs (un año de edad)
0.7 kg / 1.5 lbs (tres años de edad)

Voltaje: AC100-240V
Consumo de energía 5W

MATERIALES

Resina blanda, resina dura
Libre de látex

CONTENIDO DEL JUEGO

2 brazo-mano para inyección (1 año edad)
2 brazo-mano para inyección (3 años edad)
1 bomba de circulación
10 palillos colorantes rojos (tipo hisopo)
1 jarra de plástico
1 recipiente de plástico
1 caja de almacenamiento
1

REPUESTOS

11350-010 1 repuesto de brazo-mano para inyección (3 años de edad)
11350-020 1 repuesto de brazo-mano para inyección (1 año de edad)
11388-400 palillos colorantes rojos (tipo hisopo)

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

aguja residente: 23G
aguja mariposa: 23G

* Las agujas no están incluidas.

M43D

Simulador de Punción Lumbar Pediátrica II

Adquiera las técnicas de punción lumbar pediátrica segura

Todo el cuerpo es blando y flexionable para facilitar el posicionamiento del cuerpo realista requerido para una punción lumbar segura y exitosa.



Supervisión del Producto


Takahiro Amano, M.D.
Vice President
Senior Vice-Dean, Postgraduate School
Professor and Director, Center of Postgraduate Medical Education International University of Health and Welfare,
Honorary Director, Sanno Medical Center

Gregory A. Plotnikoff, M.D., M.T.S., F.A.C.P.
Medical Director, Abbott Northwestern Hospital

CARACTERISTICAS

1 | Maniquí de bebé blando sin juntas permite la práctica de posicionamiento y sostenimiento seguros del paciente.
2 | Dos tipos de almohadillas de punción: profundo y poco hondo
3 | Resistencia realista a la punta de la aguja
4 | Puntos de referencia anatómicamente correctos para palpación

Nivel de las crestas ilíacas postero-superiores



TECNICAS

| Posicionamiento del paciente
| Palpación de los puntos de referencia
| Punción lumbar y recolección de LCR
| Medición de presión de LCR

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A43 x P34 x A20 cm
A17 x P13.4 x A7.8 plgds

Peso: 1.5 kg / 3.3 lbs

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

Aguja espinal: 22G-24G

CONTENIDO DEL JUEGO

1 maniquí de bebé (7-10 meses)
2 bloque de PL pediátrica (poco profundo)
2 bloque de PL pediátrica (profundo)
1 bolsa de riego
1 portasueros para bolsa de riego
1 aguja (50mL)

REPUESTOS

11348-100-04 portasueros para bolsa de riego
11348-100-05 bolsa de riego
11348-410 2 bloques de PL pediátrica (poco profundo)
11348-420 2 bloques de PL pediátrica (profundo)

* Las agujas no están incluidas.